

## Die wichtigste Ergänzung zur Philips Sonicare Schallzahnbürste

### Entwickelt, um die dynamische Flüssigkeitsbewegung zu maximieren

Die patentierte Schalltechnologie mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute und die so entstehende dynamische Flüssigkeitsbewegung sorgen für eine sanfte aber effektive Plaque-Entfernung. Durch die Vibration der Bürstenköpfe werden Zahnpasta und Speichel sanft zu einer schäumenden Flüssigkeit vermischt, die im gesamten Mundraum verteilt wird, auch hinter und zwischen den Zähnen sowie entlang des Zahnfleischrandes.



### Erinnerungsborsten für ein optimales Reinigungsergebnis



Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht sichtbar sein – aber Bürstenköpfe verlieren nach normaler Benutzung über Monate hinweg ihre Reinigungseigenschaften. Unsere blauen Erinnerungsborsten, die mit der Zeit weiß werden, helfen dabei, das Auswechseln der Bürstenköpfe nicht zu vergessen.

Für ein optimales Reinigungsergebnis wird empfohlen den Bürstenkopf alle drei Monate zu wechseln.

### Aufsteck-Bürstenköpfe für einen einfachen Wechsel



Die Philips Sonicare Bürstenköpfe lassen sich mit einem simplen Handgriff austauschen. Einfach aufstecken und schon sitzt der Bürstenkopf sicher für den nächsten Gebrauch. **Bürstenköpfe sind frei kombinierbar mit allen Philips Sonicare Schallzahnbürsten, ausgenommen CleanCare.**

## Lernen Sie den neuen Philips Sonicare AdaptiveClean Bürstenkopf kennen

Nicht jeder Patient putzt seine Zähne gleich gut. Falsche Putztechniken schädigen sogar langfristig die Mundgesundheit. Der innovative Bürstenkopf AdaptiveClean ist die neueste Ergänzung zur Bürstenkopf-Familie von Philips Sonicare. Er wurde für eine hervorragende Plaque-Entfernung – auch bei unterschiedlichen Putztechniken – entwickelt. Durch seine weiche Gummifassung passt er sich der individuellen Kontur der Zähne an und nimmt gleichzeitig auch aggressiven Putzern übermäßigen Druck auf Zähne und Zahnfleisch.

### AdaptiveClean: Der einzige Schallzahnbürstenkopf mit einer weichen, elastischen Gummifassung



Bis zu 4-mal mehr Oberflächenkontakt<sup>1</sup> – die Filamente passen sich optimal der individuellen Kontur der Zähne und des Zahnfleischs an.



Bewegt sich sanft am Zahnfleischrand entlang und absorbiert zu hohen Druck beim Putzen.



Optimierte Schwingungsbewegung – für eine überlegene Reinigung am Zahnfleischrand und in schwer erreichbaren Bereichen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem DiamondClean Bürstenkopf  
<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Sie erreichen das Team von Philips Sonicare Professional Mo. bis Do. von 9 bis 17 Uhr und Fr. von 9 bis 15 Uhr unter folgender Telefonnummer oder E-Mail-Adresse:

   +49(0)40/2899-1509

 [sonicare.deutschland@philips.com](mailto:sonicare.deutschland@philips.com)

  +41(0)44 488 21 00

 [sonicare.ch@philips.com](mailto:sonicare.ch@philips.com)


Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.de/sonicare](http://www.philips.de/sonicare)  
©2015 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.  
Philips GmbH  
Philips Consumer Lifestyle  
Lübeckertordamm 5  
20099 Hamburg

[www.philips.de/sonicare](http://www.philips.de/sonicare)



**PHILIPS**  
sonicare




Bürstenköpfe



## Lernen Sie unsere Bürstenkopf-Familie kennen

Treffen Sie die richtige Wahl für die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Patienten

# Der richtige Bürstenkopf für jedes Bedürfnis Ihrer Patienten

	Name	Bürstenkopf	Plaque-Entfernung	Eigenschaften	Nutzen	Profil	Zielgruppe	Härte
Ultimate Care	<b>AdaptiveClean</b>		<b>bis zu 10x mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Elastische Gummifassung</li> <li>· Optimierte Schwingungsbewegung</li> <li>· Hergestellt im In-Mold-Verfahren</li> </ul>	Überragende Plaque-Entfernung bei unterschiedlichen Putztechniken.		Patienten mit unterschiedlichen und teilweise aggressiven Putztechniken.	Medium-Soft 
	<b>DiamondClean</b>		<b>bis zu 7x mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rautenförmige Borsten für die Zahnaufhellung</li> <li>· Mittig angeordneter Block zur Entfernung von Zahnverfärbungen</li> <li>· Hergestellt im In-Mold-Verfahren</li> </ul>	Entfernt Verfärbungen und hellt Zähne nachweislich in einer Woche auf.		Patienten mit Verfärbungen auf den Zähnen.	Medium 
Special Care	<b>InterCare</b>		<b>bis zu 7x mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extra-lange Filamente gelangen bis tief in die Zahnzwischenräume</li> <li>· Hergestellt im In-Mold-Verfahren</li> </ul>	Reinigt bis tief in die Zahnzwischenräume und sorgt für eine verbesserte Zahnfleischgesundheit in zwei Wochen.		Patienten mit Zahnfleischerkrankungen.	Medium-Soft 
	<b>Sensitive</b>		<b>bis zu 50% mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Besonders weiche Filamente</li> </ul>	Besonders sanft zum Zahnfleisch.		Patienten mit sehr empfindlichem Zahnfleisch.	Ultra-Soft 
Everyday Care	<b>ProResults Gesundes Zahnfleisch</b>		<b>bis zu 6x mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kompakte Form des Bürstenkopfes für schwer erreichbare Stellen</li> <li>· Weiche Filamente passend zur Kontur der Zähne</li> <li>· Hergestellt im In-Mold-Verfahren</li> </ul>	Hervorragende und sanfte Plaque-Entfernung auch an schwer erreichbaren Stellen.		Patienten mit leicht empfindlichen Zähnen und Zahnfleisch.	Soft 
	<b>ProResults Plaque Schutz</b>		<b>bis zu 6x mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kompakte Form des Bürstenkopfes für schwer erreichbare Stellen</li> <li>· Filamente passend zur Kontur der Zähne</li> <li>· Hergestellt im In-Mold-Verfahren</li> </ul>	Hervorragende Plaque-Entfernung auch an schwer erreichbaren Stellen.		Patienten, die besonderen Fokus auf die Reinigung schwer erreichbarer Stellen legen sollten.	Medium-Soft 
	<b>ProResults</b>		<b>bis zu 100% mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Große Oberfläche</li> <li>· Konturierte Filamente</li> </ul>	Gründliche Plaque-Entfernung.		Einsteiger in die Schallzahnbürsten-Benutzung.	Medium 
	<b>For Kids Für die Altersgruppen 4+, 7+</b>		<b>bis zu 100% mehr*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Weiche Filamente für eine behutsame Reinigung</li> <li>· Zwei Größen für die Reinigung in verschiedenen Entwicklungsstufen</li> </ul>	Plaque-Entfernung für heranwachsende Gebisse.		Geeignet für Kinder ab 4 Jahren.	Soft 

\*als eine Handzahnbürste