

# Innovation für alle, die gerne unterwegs sind.

Mit der DreamStation Go erhalten Sie jetzt genau den Komfort, den Sie sich auf Reisen wünschen – ohne Kompromisse eingehen zu müssen.



## USB-Port

Zum einfachen Laden elektronischer Geräte wie z. B. dem Handy.



## Integriertes Netzteil

Reduziert die Teile in Ihrem Gepäck, für mehr Platz im Koffer.



## Sicher an Bord

Für den Gebrauch und Transport im Flugzeug zugelassen.\*



## Bluetooth®

Mit Bluetooth®-Schnittstelle zur Nutzung der DreamMapper App auch auf Reisen.



## Einfache Bedienung

Intuitiver Touchscreen mit Farbdisplay für eine einfache und schnelle Bedienung.



## Kompatibilität

Schlanker, flexibler Schlauch, der mit allen Masken kompatibel ist.



**PHILIPS**

*DreamStation Go*

# Guter Schlaf geht mit auf Reisen



© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen sind vorbehalten. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder ihrer jeweiligen Inhaber.

[www.philips.de/dreamstation-go](http://www.philips.de/dreamstation-go)

August 2017  
PN580991

\*Vor Antritt der Flugreise bitte die jeweilige Fluggesellschaft kontaktieren.

# DreamStation Go

## Traumhafter Begleiter auf jeder Reise

Nur weil Sie unter Schlafapnoe leiden, bedeutet das nicht, dass Sie auf Urlaub verzichten oder auf Geschäftsreisen unausgeschlafen sein müssen. Mit der Philips DreamStation Go erhalten Sie jetzt ein Gerät, das so klein, leicht und handlich ist, dass es problemlos in jedes Gepäck passt – für Ihre effiziente Schlaftherapie auch auf Reisen.

### Klein, leicht, handlich

Ganz gleich, ob Sie geschäftlich verreisen oder in den wohlverdienten Urlaub starten möchten – mit der DreamStation Go haben Sie einen zuverlässigen und gleichzeitig kompakten Begleiter dabei, der Sie auch auf Reisen gesund schlafen lässt.

Das schlanke Reisetherapiegerät umfasst deutlich weniger Einzelteile als vergleichbare Geräte und ist dabei nicht größer als ein Kulturbeutel.



### Komfort ohne Kompromisse

Die DreamStation Go bietet Ihnen eine Leistungsfähigkeit, die den stationären Schlaftherapiegeräten in fast nichts nachsteht, wiegt dabei aber nur 840 g.

Das kompakte Gerät mit USB-Port und integriertem Netzteil, lässt sich zusammen mit dem leichten, mikroflexiblen 12-mm-Schlauch selbst im Flugzeug-Handgepäck ganz einfach verstauen.



### Leistungsfähiger Reise-Akku

Bei Reisezielen ohne Steckdose (z. B. beim Camping), kann es schwierig werden, die Schlaftherapie fortzusetzen. Kein Problem mit unserem zusätzlich erhältlichen Reise-Akku: Bei einer Druckeinstellung von 10 cm H<sub>2</sub>O bietet er volle 13 Stunden Laufzeit\* – ausreichend für bis zu zwei Nächte, auch fernab einer Stromquelle.



\*Geräte-Laufzeit Test-Umfeld: CPAP-Modus, Druck 10 cm H<sub>2</sub>O, 12-mm-Schlauch, Leckage 37 L/m, 23°C Raumtemperatur bei 503 m ü. NN.



#### Reise-Set, klein

Es umfasst ein passendes, stabiles Hartschalen-Etui für Ihre DreamStation Go sowie einen waschbaren Beutel für den Transport Ihrer Maske und des 12-mm-Schlauchs.



#### Reise-Set, medium

Darin enthalten ist ein Hartschalen-Etui, das Ihre DreamStation Go und den optionalen Reise-Akku optimal schützt. Ein waschbarer Beutel für Ihre Maske und den 12-mm-Schlauch ist ebenfalls Teil des Reise-Sets.

Erfahren Sie mehr über Schlaftherapie auf Reisen unter:  
[www.philips.de/dreamstation-go](http://www.philips.de/dreamstation-go)