



PHILIPS

Healthcare

Das wichtigste Zubehör
für **Monitoring**
und **NIV Beatmung**

Bestellen Sie jetzt:
0800/860 78 11

(gebührenfrei)

Produktübersicht

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug der wichtigsten Produkte aus der Kategorie Zubehör für Patientenmonitoring und Beatmung. Sollten Sie hier etwas vermissen, sprechen Sie uns bitte an.

| | | |
|---|--|----|
|  | EKG-Kabel und -Elektroden | 04 |
|  | Nichtinvasive Blutdruckmessung | 07 |
|  | SpO ₂ -Messung | 15 |
|  | CO ₂ Hauptstrom, Seitenstrom, Microstream | 17 |
|  | Microstream-CO ₂ -Messung (Entscheidungsbaum) | 19 |
|  | Telemetrietasche, Temperaturlaufnehmer | 20 |
|  | Philips Respironics NIV-Masken und -Winkelstücke | 21 |
| | Quellen und weitere Kataloge | 23 |
| | Informations- und Bestellmöglichkeiten | 23 |

EKG-Zubehör

Kabel und Elektroden



M1668A

5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, mit 12-poligem Stecker, 2,7 m.



M1669A

3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, mit 12-poligem Stecker (ersetzt M1510A), 2,7 m.



M1678A

3-adriges OP-Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, abgeschirmt gegen Elektrochirurgiegeräte, 1,0 m, farbcodierte Kabel, orangefarbene Steckverbindung.



M1974A

5-adriges OP-Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, abgeschirmt gegen Elektrochirurgiegeräte, 1,6 m, für Stammkabel M1668A.



M1626A

3-adriges Elektrodenkabel (IEC) mit Miniclipanschluss, nicht abgeschirmt, violette Kabel, 0,7 m.



989803170181

5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, Kabellänge 2,7 m.



989803170171

3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, Kabellänge 2,7 m.

EKG-Zubehör

Kabel und Elektroden



M1971A

5-adriges Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, 1,6 m, Kabelsortierklemme muss orange sein, sonst nicht geeignet für das OP-Stammkabel.

Mit Kabelsortier-
klemme in Orange



M1672A

3-adriges Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, 1,0 m, farbcodierte Kabel. Kabelsortierklemme muss orange sein, sonst nicht geeignet für das OP-Stammkabel.



989803174201

Philips Ein-Patienten-Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, 3-adrig, Länge 1,0 m, farbcodierte Clips, 20 Stück pro Packung.



989803174211

Philips Ein-Patienten-Elektrodenkabel (IEC) mit Clipanschluss, 5-adrig, Länge 1,0 m, farbcodierte Clips, 20 Stück pro Packung.



40493E

Einmal-Elektroden mit Schaumstoffhaftring für Erwachsene, vorgeliert, rund, Durchmesser 54 mm, im Zehnerpack, 300 Stück pro Packung.



989803183111

NeoLead röntgendichte EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene (Neotech N301) mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm), Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel, Standard-DIN-Anschluss, Durchmesser 25 mm, rund, 150 Stück pro Packung (verpackt in Beuteln zu je 3 Elektroden).



989803183131

NeoLead röntgendurchlässige EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene (Neotech N305) mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm), Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel, Standard-DIN-Anschluss, Durchmesser 25 mm, rund, 150 Stück pro Packung (verpackt in Beuteln zu je 3 Elektroden).

EKG-Zubehör

Kabel und Elektroden



989803183091

Mini NeoLead **röntgendichte** EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene (Neotech N300) mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm), Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel, Standard-DIN-Anschluss, Durchmesser **19 mm**, rund, 150 Stück pro Packung (verpackt in Beuteln zu je 3 Elektroden).



989803183151

Micro NeoLead **röntgendurchlässige** EKG-Elektroden für Kinder/Neugeborene (Neotech N306) mit integriertem Elektrodenkabel (60 cm), Hydrogel/Hydrokolloid-Haftmittel, Standard-DIN-Anschluss, **25 x 9,5 mm**, 150 Stück pro Packung (verpackt in Beuteln zu je 3 Elektroden).



13952D

Einmal-Elektroden für Kinder und Neugeborene, metallene, 22 x 33 mm, mit schwarzem 1,5-mm-Stecker, Kabellänge 46 cm, Elektrodenkabelfarben Rot, Gelb und Grün, 300 Elektroden pro Karton, in Beuteln zu je 3 Stück.



13952E

Einmal-Elektroden für Kinder und Neugeborene, **röntgendurchlässig**, 22 x 33 mm, mit schwarzem 1,5-mm-Stecker, Kabellänge 46 cm, Elektrodenkabelfarben Rot, Gelb und Grün, 300 Elektroden pro Karton, in Beuteln zu je 3 Stück.



13953D

Einmal-Elektroden für Kinder und Neugeborene, metallene, 22 x 22 mm, mit schwarzem 1,5-mm-Stecker, Kabellänge 46 cm, 300 Elektroden pro Karton, in Beuteln zu je 3 Stück.



13953E

Einmal-Elektroden für Kinder und Neugeborene, **röntgendurchlässig**, 22 x 22 mm, mit schwarzem 1,5-mm-Stecker, Kabellänge 46 cm, 300 Elektroden pro Karton, in Beuteln zu je 3 Stück.



13951C

Einmal-Elektroden für Kinder und Neugeborene, Textilaufgabe, rechteckig, 22 x 35 mm, mit ganzflächiger Leit-Haft-Schicht, Druckknopfanschluss, 300 Elektroden pro Karton, in Beuteln zu je 3 Stück.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M1599B

Verbindungskabel zum Anschluss aller Philips Einmal- und wiederverwendbaren Blutdruckmanschetten für Erwachsene und Kinder, 3 m.



M4552B

Blutdruckmanschette für Kleinkinder, Extremitätenumfang 10-15 cm, antimikrobiell beschichtet, orangefarbene Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4553B5 – 5er-Set



M4553B

Blutdruckmanschette für Kinder, Extremitätenumfang 14-21,5 cm, antimikrobiell beschichtet, grüne Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4553B5 – 5er-Set



M4554B

Blutdruckmanschette für kleine Erwachsene, Extremitätenumfang 20,5-28,5 cm, antimikrobiell beschichtet, königsblaue Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4554B5 – 5er-Set



M4555B

Blutdruckmanschette für Erwachsene, Extremitätenumfang 27,5-36 cm, antimikrobiell beschichtet, marineblaue Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4556B5 – 5er-Set



M4556B

Blutdruckmanschette für Erwachsene, extralang, Extremitätenumfang 27,5-36 cm, antimikrobiell beschichtet, blaue Farbcodierung, Seitenränder gestreift, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4556B5 – 5er-Set

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M4557B

Blutdruckmanschette für große Erwachsene, Extremitätenumfang 35–45 cm, antimikrobiell beschichtet, weinrote Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4557B5- 5er-Set



M4558B

Blutdruckmanschette für große Erwachsene, **extralang**, Extremitätenumfang 44–56 cm, Manschettenbreite 17,5 cm, Gesamtlänge 79 cm, antimikrobiell beschichtet, weinrote Farbcodierung, **Seitenränder gestreift**, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.
M4558B5 – 5er-Set



M4559B

Blutdruckmanschette für Oberschenkel, Umfang 44–56 cm, antimikrobiell beschichtet, graue Farbcodierung, wiederverwendbar, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 1 Stück pro Packung.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M1571A

Komfort-Blutdruckmanschette für Kleinkinder mit Extremitätenumfang 10-15 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1572A

Komfort-Blutdruckmanschette für Kinder mit Extremitätenumfang 14-21,5 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1573A

Komfort-Blutdruckmanschette für kleine Erwachsene mit Extremitätenumfang 20,5-28 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1574A

Komfort-Blutdruckmanschette für Erwachsene mit Extremitätenumfang 27-35 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1575A

Komfort-Blutdruckmanschette für große Erwachsene mit Extremitätenumfang 34-43 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1576A

Komfort-Blutdruckmanschette für den Oberschenkel, Umfang 42-54 cm, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1573XL

Komfort-Blutdruckmanschette für kleine Erwachsene mit Extremitätenumfang 20,5-28 cm, **extralanger Klettverschluss, Seitenränder gestreift**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M1574XL

Komfort-Blutdruckmanschette für Erwachsene mit Extremitätenumfang 27-35 cm, **extralanger Klettverschluss, Seitenränder gestreift**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1575XL

Komfort-Blutdruckmanschette für große Erwachsene mit Extremitätenumfang 34-43 cm, **extralanger Klettverschluss, Seitenränder gestreift**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1577A

Komfort-Blutdruckmanschetten, **Sortiment mit 4 kleineren Größen (M1571A–M1574A)**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1578A

Komfort-Blutdruckmanschetten, **Sortiment mit 4 größeren Größen (M1573A–M1576A)**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1579A

Komfort-Blutdruckmanschetten, **Sortiment mit allen 6 Größen (M1571A–M1576A)**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



M1579XL

Komfort-Blutdruckmanschetten-Set (M1573XL, M1574XL und M1575XL), **extralanger Klettverschluss, Seitenränder gestreift**, wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M4572B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Kleinkinder, Extremitätenumfang 10-15 cm, orangefarbene Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4573B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Kinder, Extremitätenumfang 14-21,5 cm, grüne Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4574B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für kleine Erwachsene, Extremitätenumfang 20,5-28,5 cm, hellblaue Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4575B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Erwachsene, Extremitätenumfang 27,5-36 cm, blaue Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4576B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Erwachsene, **extralang**, Extremitätenumfang 27,5-36 cm, marineblaue Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4577B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für große Erwachsene, Extremitätenumfang 35-45 cm, dunkelrote Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



M4578B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten für große Erwachsene, **extralang**, Extremitätenumfang 35-45 cm, weinrote Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M4579B

Gentle Care Einmal-Blutdruckmanschetten zur Messung am Oberschenkel, Umfang 44–56 cm, braune Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 10 Stück pro Packung.



989803182281

Single Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Kinder, Extremitätenumfang 14–21,5 cm, grüne Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 20 Stück pro Packung.



989803182291

Single Care Einmal-Blutdruckmanschetten für kleine Erwachsene, Extremitätenumfang 20,5–28,5 cm, hellblaue Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 20 Stück pro Packung.



989803182301

Komfort-Blutdruckmanschetten, Sortiment mit 4 größeren Größen (M1573A–M1576A), wiederverwendbar, aus Polyurethan, latex- und PVC-frei.



989803182311

Single Care Einmal-Blutdruckmanschetten für Erwachsene, **extralang**, Extremitätenumfang 27,5–36 cm, marineblaue Farbcodierung mit Streifen, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 20 Stück pro Packung.



989803182321

Single Care Einmal-Blutdruckmanschetten für große Erwachsene, Extremitätenumfang 35–45 cm, dunkelrote Farbcodierung, Einzelschlauch, Bajonettverschluss, 20 Stück pro Packung.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



M1596C

Verbindungskabel zum Anschluss aller Philips Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (M1866B–M1873B), 1,5 m. Gelber Konnektor.



M1597C

Verbindungskabel zum Anschluss aller Philips Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (M1866B–M1873B), 3 m. Gelber Konnektor.



989803167551

Weiche-Blutdruckmanschetten-Set für Neugeborene, besteht aus: 5x M1866S, 10x M1868S, 20x M1870S, 10x M1872S und 5x M1873S.



M1866S

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 1, Ente, Extremitätenumfang 3,1–5,7 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1868S

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 2, Katze, Extremitätenumfang 4,3–8,0 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1870S

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 3, Schaukelpferd, Extremitätenumfang 5,8–10,9 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1872S

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 4, Schaf, Extremitätenumfang 7,1–13,1 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1873S

Weiche Einmal-Blutdruckmanschetten für Kleinkinder, Größe 5, Teddy, Extremitätenumfang 10,0–15,0 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.

Nichtinvasive Blutdruckmessung

Verbindungskabel, Kupplung und Blutdruckmanschetten



989803167541

Blutdruckmanschetten-Set für Neugeborene, besteht aus: 5x M1866B, 10x M1868B, 20x M1870B, 10x M1872B und 5x M1873B



M1866B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 1, Ente, Extremitätenumfang 3,1–5,7 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1868B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 2, Katze, Extremitätenumfang 4,3–8,0 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1870B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 3, Schaukelpferd, Extremitätenumfang 5,8–10,9 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1872B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene, Größe 4, Schaf, Extremitätenumfang 7,1–13,1 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



M1873B

Einmal-Blutdruckmanschetten für Kleinkinder, Größe 5, Teddy, Extremitätenumfang 10,0–15,0 cm, nicht steril, latexfrei, 40 Stück pro Packung.



989803167511

Kupplung-Upgrade-Kits für den NIBP-Schlauch M1597B, zur Verwendung mit Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (gelbe Adapter), M1866–73B, 20 Stück pro Packung.



989803167521

Kupplung-Upgrade-Kits für den NIBP-Schlauch M1596B, zur Verwendung mit Einmal-Blutdruckmanschetten für Neugeborene (gelbe Adapter), M1866–73B, 20 Stück pro Packung.
Gelbe Kupplungen.

SpO₂-Messung

Verlängerungskabel, Aufnehmer, Adapterkabel



M1941A

SpO₂-Verlängerungskabel mit 8-poligen Gerätestecker, 2 m.



M1191BL

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Erwachsene, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker, Kabellänge 3 m.



M1191B

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Erwachsene, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker (für das Modul M1020A ist das Adapterkabel M1940A erforderlich), Kabellänge 2 m.



M1196A

Wiederverwendbarer SpO₂-Clip-Aufnehmer für Erwachsene (Finger) mit 8poligem Stecker für Patienten > 40kg, Kabellänge 3,0m.



M1192A

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Kinder und kleine Erwachsene, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker (für das Modul M1020A ist das Adapterkabel M1940A erforderlich), Kabellänge 1,5 m.



M1195A

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Kleinkinder, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker, (für das Modul M1020A ist das Adapterkabel M1940A erforderlich), Kabellänge 1,5 m.



M1194A

SpO₂-Ohrclip-Aufnehmer für Kinder und Erwachsene, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker (für das Modul M1020A ist das Adapterkabel M1940A erforderlich), Kabellänge 1,5 m.



M1193A

SpO₂-Fuß/Hand-Aufnehmer für Neugeborene, wiederverwendbar, 8-poliger Gerätestecker (für das Modul M1020A ist das Adapterkabel M1940A erforderlich), Kabellänge 1,5 m.

SpO₂-Messung

Verlängerungskabel, Aufnehmer, Adapterkabel



M1943A

Adapterkabel für Einmal-SpO₂-Aufnehmer, 1 m.
M1943AL, Adapterkabel für Einmal-SpO₂-Aufnehmer, 3 m.



M1191T

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Erwachsene, wiederverwendbar, Nellcor-kompatibel (Adapterkabel erforderlich), Kabellänge 45 cm.



M1196T

Wiederverwendbarer SpO₂-Clip-Aufnehmer für Erwachsene (Finger) mit 9-poligem Sub-D-Stecker, für Patienten > 40 kg, Kabellänge 0,9 m.



M1192T

SpO₂-Finger-Aufnehmer für Kinder und kleine Erwachsene, wiederverwendbar, Nellcor-kompatibel (Adapterkabel erforderlich), Kabellänge 45 cm.



M1193T

SpO₂-Fuß/Hand-Aufnehmer für Neugeborene, wiederverwendbar, Nellcor-kompatibel (Adapterkabel erforderlich), Kabellänge 90 cm.



M1131A

Philips Einmal-SpO₂-Finger-Aufnehmer für Erwachsene/ Kinder, für Patienten > 20 kg, mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 20 Stück pro Packung.



M1132A

Philips Einmal-SpO₂-Aufnehmer für Kleinkinder (Finger/ großer Zeh), für Patienten > 3 kg < 10 kg, mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 20 Stück pro Packung.



M1133A

Philips Einmal-SpO₂-Aufnehmer für Neugeborene, bei Patienten < 3 kg, Messort: Fuß/Hand, bei Patienten > 10 kg < 20 kg, Messort: großer Zeh/Daumen, bei Patienten > 40 kg, Messort: Finger, mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 20 Stück pro Packung.



M1134A

Philips Einmal-SpO₂-Aufnehmer (klebemittelfrei) für Neugeborene, bei Patienten < 3 kg, Messort: Fuß/Hand, bei Patienten > 10 kg < 20 kg, Messort: großer Zeh/Daumen, bei Patienten > 40 kg, Messort: Finger, mit 9-poligem Sub-D-Stecker, 20 Stück pro Packung.

CO₂-Messung

Hauptstrom, Seitenstrom, Microstream



M2501A

Hauptstrom-CO₂-Aufnehmer.



M2533A

Ein-Patienten-Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, **transparent**, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus > 4,0 mm und dem Hauptstrom-CO₂-Aufnehmer M2501A, 10 Stück pro Packung.



M2536A

Ein-Patienten-Luftwegadapter für Kleinkinder, **violett**, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus < 4,0 mm und dem Hauptstrom-CO₂-Aufnehmer M2501A, 10 Stück pro Packung.



M2513A

Wiederverwendbarer Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, **schwarz**, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus > 4,0 mm und dem Hauptstrom-CO₂-Aufnehmer M2501A, 1 Stück pro Packung.



M2516A

Wiederverwendbarer Luftwegadapter für Kleinkinder, **rot**, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus < 4,0 mm und dem Hauptstrom-CO₂-Aufnehmer M2501A, 1 Stück pro Packung.



M2741A

Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer.



M2768

Einweg-Luftwegadapter-Set für Erwachsene/Kinder, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus > 4,0 mm und dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.



989803144531

Einweg-Luftwegadapter-Set für Kleinkinder, zur Verwendung mit dem Endotrachealtubus < 4,0 mm und dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.

CO₂-Messung

Hauptstrom, Seitenstrom, Microstream



M2777A

Gerader Probenschlauch H, zur Verwendung mit dem Modul M3014A, 10 Stück pro Packung.



989803144471

CO₂/O₂-Nasal-Sonde für Kleinkinder, zur Verwendung mit dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.



M2761A

CO₂/O₂-Oral/Nasal-Sonde für Kinder, zur Verwendung mit dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.



M2757A

CO₂-Oral/Nasal-Sonde für Kinder, zur Verwendung mit dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.




M2760A

CO₂/O₂-Oral/Nasal-Sonde für Erwachsene, zur Verwendung mit dem Seitenstrom-CO₂-Aufnehmer M2741A, 10 Stück pro Packung.

Welches Zubehör brauche ich?

Entscheidungsbaum für Microstream-CO₂-Messung



Mit medizinischem Zubehör von Philips können Sie sich voll und ganz auf Ihre Patienten konzentrieren. Unter www.philips.com/mysupplies können Sie nach dem benötigten Zubehör suchen und sich mit dem Vertriebsteam in Verbindung setzen.

Weiteres Zubehör

Telemetrietasche, Temperaturlaufnehmer



989803137831

Weißer Telemetrietasche mit einem Sichtfenster und Klettverschluss, Einmalartikel, spritzwassergeschützt, 50 Taschen pro Packung.



21075A

Wiederverwendbarer Temperaturlaufnehmer zur Messung in Speiseröhre und Rektum, Spitze und Kabel aus Vinyl, 12 Fr, 3,1 m.



21076A

Wiederverwendbarer Temperaturlaufnehmer zur Messung in Speiseröhre und Rektum, Spitze und Kabel aus Vinyl, 10 Fr, 3,1 m.



21078A

Oberflächen-Temperaturlaufnehmer, Edelstahl-Aufnehmer mit Epoxy-Rücken, wiederverwendbar, Durchmesser 9,5 mm, 3,1 m.



21082A

Langes Anschlusskabel für Einmal-Temperaturlaufnehmer, Konvertierung von Mini-Klinkenstecker (1/8 Zoll) auf 2-poligen Stecker, 3,1 m.



21091A

Einmal-Oberflächen-Temperaturlaufnehmer, Herzform, Durchmesser 25 mm, 71 cm, steril verpackt, Lagerfähigkeit mind. 12 Monate, 20 Stück pro Packung.



21090A

Einmal-Temperaturlaufnehmer zur Messung in Speiseröhre und Rektum, 12 Fr, 91 cm, steril verpackt, Lagerfähigkeit mind. 12 Monate, 20 Stück pro Packung.



M1837A

Einmal-Temperaturlaufnehmer zur Messung in Speiseröhre und Rektum, 9 Fr, 91 cm, Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate, steril verpackt, 20 Stück pro Packung.

Philips Respironics

NIV-Masken, NIV-Winkelstücke



Respironics PerforMax

- Für Erwachsene und Kinder (ab 7 Jahren und > 20 kg) erhältlich
- Kontakt um das Gesicht herum maximiert den Komfort und vereinfacht die Anpassung
- Klare, ungehinderte Sicht bei der PerforMax Ganzgesichtsmaske beugt einer Klaustrophobie bei Patienten vor

PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), groß, 10 Stück per VE, Artikel-Nr. 1052548

PerforMax mit Standard-Winkelstück (SE), extragroß, 5 Stück per VE, Artikel-Nr. 1080425



Respironics AF531

- CapStrap Maskenhalterung bietet hervorragenden Sitz und ein einfaches Anlegen
- Das CleanClip System unterstützt die Bemühungen zur Infektionsvorbeugung.
- Eine Maske kann mit austauschbaren Winkelstücken an alle Beatmungsgeräte angepasst werden

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, mittel, 10 Stück per VE, Artikel-Nr. 1072631

AF531 mit Standard-Winkelstück (SE), CapStrap Maskenhalterung, groß, 10 Stück per VE, Artikel-Nr. 1072632



CleanClip Halterungssystem

Artikel-Nr. 1076430
Idle Mask Storage Bracket
Für Maskentyp AF531



Standard-Winkelstück (SE)

5 Stück per VE
Artikel-Nr. 1072648 (Blau)



Winkelstück mit Notatemventil (EE)

mit Leckage Typ 1, 5 Stück per VE
Artikel-Nr. 1072646 (Weiß)




Bronchoskopie-Winkelstück

5 Stück per VE
Artikel-Nr. 1072652

Philips Respironics

NIV-Masken, NIV-Winkelstücke



Abdichtpolster

für nasogastrale Sonden, 10 Stück per VE
Artikel-Nr. 452040



NIVO-Pro-X-Controller-Set

Nördliche EU
(Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch)
1 Stück per VE, **Artikel-Nr. 1082693**
Für Respironics Oro-Nasal-Masken



Vernebler-Standard-Winkelstück (SE)

5 Stück per VE (Blau)
Artikel-Nr. 1076754

Vernebler-Winkelstück mit Notatemventil (EE)

Leckage Typ 1 (Bild - mit NIVO-Vernebler-Aufsatz dargestellt)

5 Stück per VE (Weiß)
Artikel-Nr. 1072650



NIVO-Vernebler-Aufsatz

5 Stück per VE
Artikel-Nr. 1076302



Philips Medical Supplies Hotline:
0800/860 78 11 (gebührenfrei)

Fax:
07031/463 27 27

E-Mail:
medicalsupplies.dach@philips.com

Informationen

Produktinformationen finden Sie online unter:

<http://www.philips.de/healthcare>

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Philips Medical Supplies Team

Quellen und weitere Kataloge:

Dieser Katalog enthält Auszüge aus den Katalogen:

- Zubehör für die Patientenüberwachung und Telemetrie
- Zubehör für die Geburtsüberwachung und die Überwachung von Neugeborenen
- Gesamtbroschüre Philips Respirationics 2015

Folgendes Zubehör finden Sie in separaten Katalogen:

- Reanimationszubehör
- Zubehör für diagnostisches EKG
- Zubehör für Respirationics Masken für die nichtinvasive Beatmung
- Mother and Child Care

